

Praxisstempel

▽
Orthosleep-19

Fachlabor für Schlafapnoezahntechnik
Schillerstr. 4 97291 Thüngersheim

Tel. 09364/8130 888 Fax 09364/8130 886
www.orthosleep.de e-mail: info@orthosleep.de

Auftragserteilung

Intraorale Geräte zur Therapie des Schnarchens und der Schlafapnoe
(Unterkieferprotrusionsschienen)

Patient:

Kunden-Nr.:

- SOMNODENT Standard
- SOMNODENT SOFT

- TAP Standard TAP T Standard
- TAP SOFT TAP T SOFT

- H-UPS SOFT
- IST Gerät SOFT
- SILENCER nach Halstrom
- LYON Elasto-Gerät
- OASYS Oral/Nasal Airway System™
- SILENSOR / Erkodent
- O.R.M.™ nach NARVAL
-
- Sonstiges (Umarbeitung, Reparatur, Ultraschallreinigung)

Anlage:

- Oberkiefermodell
- Unterkiefermodell

- OK-Abformung
- UK-Abformung

- George-Bissregistrat

- Konstruktionsbiss
- Situationsbiss

vorhandenes Gerät mitgeliefert

- OK-Schiene
- UK-Schiene

Farbauswahl
für Softgeräte:

- rot
- blau
- gelb
- grün
- mit Glimmer

**Nicht für SOMNODENT-
SCHIENEN möglich!**



200 Copyright www.orthosleep.de

Bemerkungen:

- neue Auftragsformulare
- erbitte Rückruf

Auftragsdatum:

Fertigstellung bis: